


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Tra2B Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P62995

Артикул: CM0012397



введение

Данное кроличье моноклональное антитело Anti-TRA2B предназначено для применения в WB, IP, IF/ICC, IHC-P и ELISA, перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований регуляции сплайсинга пре-мРНК и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело TRA2B
Примечания/синонимы	SFRS10; SRF510; TRAN2B; PPP1R156; TRA2-BETA; Htra2-beta
Вид	Человек
GeneID (человек)	6434
GeneID	6434
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TRA2B (NP_004584.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62995
Молекулярная масса белка	4 кДа/22 кДа/34 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом