


Кроличья Поликлональная Антитело Против Tra2B Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх, Ифа - P62995

Артикул: CM0026731



введение

Кроличья поликлональное антитело против TRA2B, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ, ИФА. Распознает TRA2B человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения регуляции сплайсинга и нейродегенерации. - P62995

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRA2B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SFRS10; SRFS10; TRAN2B; PPP1R156; TRA2-BETA; Htra2-beta; TRA2B
Вид	Человек
GeneID	6434
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TRA2B (NP_004584.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62995
Молекулярный вес белка	34 кДа
Доставка	Сумка со льдом