

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Tradd Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15628

Артикул: CM0014429



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против TRADD, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживают TRADD человека и мыши — ключевой адаптерный белок в индуцируемом ФНО апоптозе и активации NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против TRADD
Примечания/Псевдоним	9130005N23Rik; TRADD
Вид	Человек
ID гена (человек)	8717
ID гена	8717
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 199-312 TRADD человека (NP_003780.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15628
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом