


Моноклональное Антитело Против Traf2 (С Валидацией КД) Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - Q12933

Артикул: CM0002653



введение

Кроличье моноклональное [с валидацией КД] антитело к TRAF2 для Вестерн-блоттинга, ИП, ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белками. Нацелено на Е3 убиквитин-лигазу, участвующую в сигнальных путях NF-κB и JNK, что критически важно для исследований апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[С валидацией КД] TRAF2 кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	TRAF; TRAF3; RNF117; MGC:45012; [С валидацией КД] TRAF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7186
GeneID	7186
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12933
Молекулярный вес белка	53кДа/54кДа/55кДа/61кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент