


Поликлональное Антитело Anti-Traf2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q12933

Артикул: CM0014192



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого TRAF2 (SWISS: Q12933). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; перекрёстно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. TRAF2 является E3-убиквитин-лигазой, регулирующей пути NF-κB, JNK и апоптоза. Идеально подходит для исследований передачи сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRAF2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; TRAF2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7186
Идентификатор гена	7186
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого TRAF2 (NP_066961.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q12933
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом