


Поликлональное Антитело Anti-Traf3 Для Wb И Elisa - Q13114

Артикул: CM0015042



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого TRAF3, валидированное для WB и ELISA. Распознаёт TRAF3 человека, мыши и крысы (64 кДа), ключевую E3-убиквитин-лигазу в сигнальных путях NF-κB и врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание
Название продукта	Кроличье rAb против TRAF3
Примечания/синонимы	CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3
Вид	Человек
GeneID (человек)	7187
GeneID	7187
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TRAF3 (NP_003291.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13114
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Пакет со льдом