


Кроличья Поликлональная Антитело Против Traf3 Для Вестерн-Блоттинга - Q13114

Артикул: CM0029221



введение

Кроличья поликлональное антитело (pAb) против TRAF3 для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC), ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Валидировано для исследований цитоплазматической E3 убиквитин-лигазы в сигнальных путях иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRAF3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7187
ID гена	7187
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TRAF3 (NP_003291.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13114
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка со льдом