

Кроличья Поликлональная Антитело Против Traf3Ip2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - O43734

Артикул: CM0030992



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к TRAF3IP2 (ACT1/CIKS), E3 убиквитинлигазе, необходимой для передачи сигнала IL-17 и активации NF-kB. Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, ИФА на образцах человека, мыши, крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TRAF3IP2
Примечания/Альтернативные названия	ACT1; CIKS; C6orf2; C6orf4; C6orf5; C6orf6; CANDF8; PSORS13; TRAF3IP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10758
ID гена	10758
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого TRAF3IP2 (NP_671733.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунофлуоресценция/Иммуоцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43734
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом