


Кроличья Моноклональная Антитело Против Traf4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Buz4

Артикул: CM0006690



введение

Кроличья моноклональная антитело против человеческого TRAF4, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным гомологом. Подходит для исследования пролиферации клеток, дифференцировки, репарации ДНК и сигнального пути NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная антитело кролика к TRAF4
Примечания/Алиасы	CART1; MLN62; RNF83; TRAF4
Вид реагента	Человек
ID гена (человек)	9618
ID гена	9618
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 209–470 человеческого TRAF4 (NP_004286.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BUZ4
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Хладоэлемент