

Моноклональное Антитело Против Traf6 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4K3

Артикул: CM0007450



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого TRAF6, валидированное для WB, IHC-P, IP и ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белками. Распознает TRAF6, E3 убиквитин-лигазу, играющую ключевую роль в сигнальных путях NF-κB и JNK в иммунитете и дифференцировке остеокластов. Подходит для исследований и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TRAF6 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7189
GeneID	7189
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4K3
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	Сумка-холодильник