

Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Против Traf6 Для Wb, Ip, Elisa — Q9Y4K3

Артикул: CM0007997



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против TRAF6, валидированное для WB, IP и ELISA у человека, мыши и крысы. Антитело нацелено на фактор 6, ассоциированный с рецептором TNF (Q9Y4K3), ключевую E3-убиквитинлигазу в сигнальном пути NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт против TRAF6
Примечания/синонимы	RNF85; MGC:3310
Вид	Человек
GeneID (человек)	7189
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-274 человеческого TRAF6 (NP_004611.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y4K3
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом