

Поликлональное Антитело Anti-Traf7 Для Wb, Elisa - Q6Q0C0

Артикул: CM0013999



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий TRAF7 (Q6Q0C0), для применений в WB и ELISA. Подтверждённая перекрёстная реактивность: человек. Идеально подходит для исследований врождённого иммунитета, воспаления и путей апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRAF7 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RFWD1; RNF119; CAFDADD; TRAF7
Вид	Человек
ID гена (человек)	84231
ID гена	84231
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 260-400 человеческого TRAF7 (NP_115647.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q6Q0C0
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом