

Анти-Traf7 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q6Q0C0

Артикул: CM0031023



введение

TRAF7 Rabbit pAb — это кроличья поликлональная антитело для применений WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Она реагирует с TRAF7 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения убиквитин-лигазы, врожденного иммунитета и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRAF7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RFWD1, RNF119, CAFDADD, TRAF7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84231
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6Q0C0
Молекулярная масса белка	75кДа
Доставка	Сумка со льдом