

Кроличья Поликлональная Антитело Против Traf7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Q0C0

Артикул: CM0024362



введение

Кроличье поликлональное антитело к TRAF7, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует человеческий белок TRAF7 с перекрестной реактивностью к крысиному. Идеально для исследования путей врожденного иммунитета, воспаления и апоптоза. Поставщик: CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к TRAF7
Примечания/Альтернативные названия	RFWD1; RNF119; CAFDADD; TRAF7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84231
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 260-400 человеческого белка TRAF7 (NP_115647.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q6Q0C0
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом