


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Trafd1 Для Wb, Elisa — O14545

Артикул: CM0013168



введение

Поликлональное антитело кролика к TRAFD1 выявляет человеческий TRAFD1 (FLN29) методом WB и ELISA. Мишень является негативным регулятором путей врожденного иммунитета TLR4/RLH и используется в исследованиях воспаления и передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к TRAFD1
Примечания/синоним	FLN29; TRAFD1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10906
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–260 человеческого TRAFD1 (NP_006691.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14545
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом