

Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Tram1 Для Вестерн-Блота — Q15629

Артикул: CM0013531

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому TRAM1, валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным TRAM1. Подходят для изучения транслокации белков в эндоплазматической сети, ответа на развернутые белки и иммунной эвазии вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRAM1 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	TRAM; PNAS8; TRAMP; TRAM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	23471
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 305-374 человеческого TRAM1 (NP_055109.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15629
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентом