


Поликлональное Антитело К Антитранскобаламину-1 (Tcn1) Для Вестерн-Блота, Ифа - P20061

Артикул: CM0028443



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого транскобаламина-1 (TCN1/гаптокоррина). Валидировано для Вестерн-блота и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследования транспорта витамина B12 и защиты желудочно-кишечного тракта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCN1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	HC, TC1, TCI, TC-1, TCN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6947
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 24-280 человеческого TCN1 (NP_001053.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
Доступ SWISS	P20061
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Сумка-холодильник