


Моноклональное Антитело К Анти-Транскрипционному Фактору Ар-2-Альфа (Тfar2A) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P05549

Артикул: CM0007491



введение

Кроличье моноклональное антитело, полученное против синтетического пептида в пределах аминокислот 50-150 человеческого транскрипционного фактора AP-2-альфа (P05549). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА; перекрестно реагирует с образцами человека и мыши. Идеально для исследований регуляции транскрипции и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Активаторный белок 2 (AP-2/TFAP2A) Кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7020
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого активаторного белка 2 (AP-2/TFAP2A) (P05549).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05549
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом