


Поликлональное Антитело К Трансферрину Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Ифа - P02787

Артикул: CM0014425



введение

Это кроличье поликлональное антитело нацелено на человеческий Трансферрин (Серотрансферрин), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ИФА. Оно перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком, что делает его идеальным для исследований транспорта железа, клеточного захвата железа и гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к трансферрину, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; Трансферрин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7018
ID гена	7018
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 355-698 человеческого трансферрина (NP_001054.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02787
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом