


Кроличье Моноклональное Антитело Против Трансферрина Для Вестерн-Блоттинга, IHC-P, Elisa - P02787

Артикул: CM0002746



введение

Это высококачественное кроличье моноклональное антитело нацелено на человеческий трансферрин, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Это важный инструмент для исследований метаболизма железа, онкологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к трансферрину (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; Трансферрин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7018
GeneID	7018
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого трансферрина (P02787)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02787
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом