


Кроличье Моноклональное Антитело Против Трансглутаминазы 2 (Tgm2) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P21980

Артикул: CM0005489



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческой трансглутаминазы 2 (TGM2), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Идеально для изучения сшивки белков, апоптоза и модификации хроматина. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против трансглутаминазы 2 (TGM2)
Примечания/Альтернативные названия	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); Трансглутаминаза 2 (TGM2)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7052
GeneID	7052
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 438-687 человеческой трансглутаминазы 2 (TGM2) (NP_004604.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-П), Иммуофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21980
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом