


Кроличья Поликлональная Антитела Против Трансглутаминазы 2 (Tgm2) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P21980

Артикул: CM0017608



введение

Кроличьи поликлональные антитела против трансглутаминазы 2 (TGM2) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагируют с человеком, мышью, крысой. Используются в исследованиях апоптоза, модификации хроматина и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против трансглутаминазы 2 (TGM2)
Примечания/Альтернативные названия	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); Трансглутаминаза 2 (TGM2)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7052
GeneID	7052
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 299-548 трансглутаминазы 2 человека (TGM2) (NP_945189.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21980
Молекулярный вес белка	77 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом