

Анти-Транскетолаза (Tkt) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P29401

Артикул: CM0030874



введение

CamelBio предлагает кроличье поликлональное антитело против человеческой транскетолазы (ТКТ), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ1-П и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для изучения пентозофосфатного пути и метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	ТКТ Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ТК; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48; TKT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7086
ID гена	7086
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческой ТКТ (NP_001128527.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29401
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	В пакете со льдом