

Кроличье Моноклональное Антитело Против Transportin 3 (Тпро3) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y5L0

Артикул: CM0002275



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Transportin 3 (TNPO3), валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IF-P, IHC-P и ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для изучения ядерного транспорта и механизмов инфекции ВИЧ-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против Transportin 3 (TNPO3)
Примечания/Альтернативные названия	IPO12, TRNSR, LGMD1F, LGMD22, MTR10A, TRN-SR, TRN-SR2, Transportin 3 (TNPO3)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23534
GeneID	23534
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 824-923 человеческого Transportin 3 (Transportin 3 (TNPO3)) (Q9Y5L0).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5L0
Молекулярная масса белка	104 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом