


Кроличья Поликлональная Антитело Против Транстиретина (Ttr) Для Wb, Ihc-P, Elisa — P02766

Артикул: CM0015194



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий транстиретин (TTR), валидирована для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследования транспорта тиреоидных гормонов и изучения амилоидоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TTR Rabbit pAb
Примечания/Альясы	CTS; TTN; ATTR; CTS1; PALB; TBPA; HEL111; HsT2651; TTR
Вид	Человек
GeneID (человек)	7276
GeneID	7276
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 21–147 человеческого TTR (NP_000362.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02766
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом