

Поликлональные Антитела Против Trap1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q12931

Артикул: CM0025890



введение

TRAP1 кроличьи pAb — это поликлональные антитела, нацеленные на человеческий TRAP1 (HSP75, HSP90L). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA с реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходят для исследования митохондриальных шаперонов и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRAP1 кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1
Вид	Человек
ID гена	10131
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12931
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	С пакетом со льдом