

Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Trap1 Для Wb И Elisa — Q12931

Артикул: CM0011147



введение

Это моноклональное кроличье антитело специфически распознаёт человеческий TRAP1 (HSP75) и валидировано для WB и ELISA. Реагирует с образцами человека и мыши, что делает его подходящим для исследований митохондриальных шаперонов и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к TRAP1
Примечания/синонимы	HSP75, HSP 75, HSP90L, TRAP-1, TRAP1
Вид	Человек
GeneID	10131
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого TRAP1 (Q12931)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q12931
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом