

Кроличье Моноклональное Антитело Против Trap1 Для Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12931

Артикул: CM0012712



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело против TRAP1, обнаруживает человеческий и мышинный HSP75. Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Идеально подходит для исследований митохондриальной функции и метаболизма рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TRAP1
Примечания/алиасы	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10131
ID гена	10131
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 445-704 человеческого TRAP1 (NP_057376.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q12931
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами