

Кроличье Поликлональное Антитело Против Trap1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх - Q12931

Артикул: CM0029452



введение

Кроличье rAb против TRAP1 — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на митохондриальный шаперон TRAP1, участвующий в функции митохондрий и метаболизме рака. Идеально для исследований в онкологии и клеточного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против TRAP1
Примечания/Алиасы	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10131
ID гена	10131
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 445-704 человеческого TRAP1 (NP_057376.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12931
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом