

Поликлональное Антитело Против Trappc10 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P48553

Артикул: CM0030642

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок TRAPPC10, субъединицу комплекса TRAPP II, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с мышинным и крысиным белком, подходит для исследования трафика в аппарате Гольджи и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRAPPC10 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	EHOC1; GT334; TMEH1; TRS30; EHOC-1; TRS130; NEDMISS; TRAPPC10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7109
GeneID	7109
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого белка TRAPPC10 (NP_003265.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P48553
Молекулярная масса белка	142 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом