

Кроличья Поликлональная Антитела Против Trappc6A Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O75865

Артикул: CM0020873



введение

Кроличьи поликлональные антитела TRAPPC6A, валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеком, мышью, крысой. Подходят для исследований биогенеза меланосом и везикулярного транспорта. Единый источник поставок от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против TRAPPC6A
Примечания/Альтернативные названия	TR533; TRAPPC6A
Вид	Человек
GeneID	79090
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-173 человеческого TRAPPC6A (NP_077013.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O75865
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	В пакете со льдом