

Моноклональное Антитело Против Trem1 Для Fc - Q9Nr99

Артикул: CM0009183



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого TREM1 (CD354), валидировано для проточной цитометрии. Детектирует формы ~18 кДа и ~26 кДа. Для исследований врожденного иммунитета, воспаления и септического шока.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое TREM1 моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	CD354; TREM-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54210
GeneID	54210
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-200 человеческого TREM1 (NP_061113.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NP99
Молекулярная масса белка	18 кДа / 26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом