

Кроличья Поликлональная Антитела Против Trem1 Для If/Icc, Elisa - Q9Np99

Артикул: CM0019328



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий TREM1 (CD354). Валидированы для применения в IF/ICC и ELISA. Белок 26 кДа. Идеально подходят для исследований врожденного иммунитета и воспалительного ответа, включая изучение септического шока и атеросклероза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TREM1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CD354; TREM-1; TREM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	54210
GeneID	54210
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого TREM1 (NP_061113.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NP99
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	В пакете со льдом