


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Trem2 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Nzc2

Артикул: CM0014586



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий TREM2 (Q9NZC2). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биологии микроглии и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к TREM2
Примечания/синонимы	PLOSL2; TREM-2; Trem2a; Trem2b; Trem2c; TREM2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	54209
Идентификатор гена	54209
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-161 человеческого TREM2 (NP_061838.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NZC2
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом