

Кроличье Моноклональное Антитело Против Trex1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - Q9Nsu2

Артикул: CM0004784



введение

Кроличье моноклональное антитело к TREX1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA на человеке. Нацелено на 33 кДа ДНК-экзонуклеазу, участвующую в аутоиммунитете и деградации ДНК микроядер. Важный инструмент для исследования врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к TREX1
Примечания/Альтернативные названия	CRV; AGS1; DRN3; HERNS; RVCLS; TREX1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11277
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-314 человеческого TREX1 (Q9NSU2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NSU2
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике