

Кроличья Поликлональная Антитела Против Trex1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - Q9Nsu2

Артикул: CM0028136



введение

Кроличьи поликлональные антитела к TREX1, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Обнаруживают TREX1 в образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на 3'-5' экзонуклеазу TREX1 (Q9NSU2), критически важную для деградации ДНК и регуляции врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к TREX1
Примечания/Альтернативные названия	CRV; AGS1; DRN3; HERN5; RVCLS; TREX1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11277
GeneID	11277
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого TREX1 (NP_057465.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NSU2
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	В термосумке со льдом