

Поликлональное Антитело Против Trh Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Elisa - P20396

Артикул: CM0026053

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий про-тиреолиберин (TRH). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Предсказанная молекулярная масса ~27 кДа. Для исследований оси гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа и роста волос.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	TRH Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TRF; Pro-TRH; TRH
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7200
ID гена	7200
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 25-230 человеческого TRH (NP_009048.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20396
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом