

Поликлональное Антитело Против Trh Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P20396

Артикул: CM0015326

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого TRH (про-тиреолиберина). Подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Поддерживает исследования секреции ТТГ и биологии волосяного фолликула.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRH Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TRF; Про-TRH; TRH
Вид	Человек
GeneID (человек)	7200
GeneID	7200
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 143-242 человеческого TRH (NP_009048.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20396
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом