

Поликлональные Антитела Против Triap1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O43715

Артикул: CM0027343



введение

Кроличьи поликлональные антитела к TRIAP1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с человеческим и мышинным белком. Нацелены на 9 кДа регулятор митохондриальной апоптоза (p53CSV/WF-1). Идеально подходят для исследований гибели клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIAP1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	WF-1; MDM35; P53CSV; HSPC132; TRIAP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	51499
GeneID	51499
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-76 человеческого TRIAP1 (NP_057483.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O43715
Молекулярная масса белка	9 кДа
Доставка	Холодовой пакет