


Кроличыи Поликлональные Антитела К Trib1 Для Wb, Elisa - Q96Ru8

Артикул: CM0014166



введение

Высокоспецифичные кроличьи поликлональные антитела к белку TRIB1 человека для вестерн-блоттинга и ELISA. Применяются в исследованиях миелоидной дифференцировки и деградации СЕВРА. Распознают TRIB1 (также известный как GIG-2/SKIP1) с молекулярной массой 41 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к TRIB1
Примечания/Синонимы	C8FW; GIG2; TRB1; GIG-2; SKIP1; TRB-1; TRIB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10221
GeneID	10221
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 203-372 TRIB1 человека (NP_079471.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96RU8
Молекулярная масса белка	41 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом