

Поликлональное Антитело Anti-Trib2 Для Wb, Elisa — Q92519

Артикул: CM0015440



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TRIB2, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для образцов человека и мыши; нацелено на псевдокиназу Tribbles homolog 2, участвующую в регуляции MAP-киназного сигнального пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против TRIB2
Примечания/синонимы	C5FW; TRB2; GS3955; TRIB2
Вид	Человек
GeneID (человек)	28951
GeneID	28951
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого TRIB2 (NP_067675.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q92519
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом