

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Trib3 Для Wb И Elisa — Q96Ru7

Артикул: CM0012081

введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий TRIB3. Валидировано для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Идеально подходит для исследований апоптоза и стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIB3 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	NIPK; SINK; TRB3; SKIP3; C20orf97; TRIB3
Вид	Человек
GeneID (человек)	57761
GeneID	57761
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1–100 человеческого TRIB3 (Q96RU7)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96RU7
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом