

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Trif / Ticam1 Для Wb, Elisa - Q8Iuc6

Артикул: CM0016146



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий TRIF/TICAM1 (aa 180–280). Валидировано для WB и ELISA с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для исследований врождённого иммунитета, передачи сигналов TLR и противовирусных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIF / TICAM1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF / TICAM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	148022
GeneID	148022
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180–280 человеческого TRIF / TICAM1 (NP_891549.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8IUC6
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Пакет со льдом