

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Trif/Ticam1 Для Wb, Elisa — Q8Iuc6

Артикул: CM0016005



введение

Рекомбинантное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий TRIF/TICAM1 (UniProt Q8IUC6). Валидировано для WB и ELISA; также реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований TLR-сигналинга и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Информация
Название продукта	TRIF/TICAM1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF/TICAM1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	148022
Идентификатор гена	148022
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20–200 человеческого TRIF/TICAM1 (NP_891549.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8IUC6
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом