

Поликлональное Антитело Anti-Trim17 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Y577

Артикул: CM0020302

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий TRIM17 (E3-лигазу убиквитина). Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально для изучения убиквитинирования, апоптоза нейронов и путей аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM17 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RBCC; terf; RNF16; TRIM17
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51127
Идентификатор гена	51127
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 280–477 человеческого TRIM17 (NP_057186.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y577
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом