


Поликлональные Антитела Против Trim21/Ss-A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19474

Артикул: CM0017799



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TRIM21/SS-A (R052, SSA1, RNF81). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. 54 кДа. Идеальны для исследований аутоиммунитета и убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против TRIM21/SS-A
Примечания/Псевдонимы	SSA; R052; SSA1; RNF81; Ro/SSA; TRIM21/SS-A
Вид	Человек
GeneID	6737
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19474
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Сумка со льдом