


Поликлональное Антитело Против Trim24 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15164

Артикул: CM0016610



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против TRIM24, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на человеческий TRIM24, транскрипционный коактиватор и E3 убиквитинлигазу, играющую ключевую роль в ответе на повреждение ДНК, врожденном иммунитете и раке. Идеально для разработчиков ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM24 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8805
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 600-820 человеческого TRIM24 (NP_056989.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15164
Молекулярная масса белка	117 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом