


Кроличье Моноклональное Антитело Против Trim24 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Elisa - O15164

Артикул: CM0003170



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против TRIM24, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Детектирует человеческий, мышиный и крысиный TRIM24 (117 кДа). Идеально для исследований транскрипционной регуляции, ответа на повреждение ДНК и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM24 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8805
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого TRIM24 (O15164).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15164
Молекулярная масса белка	117 кДа
Условия доставки	Холодовая упаковка (лед)