


Моноклональное Антитело Anti-Trim25 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — Q14258

Артикул: CM0010782



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против человеческого TRIM25 (Q14258), валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC, IF, IP и ELISA. Идеально подходит для исследований врождённого иммунитета, противовирусной сигнализации и убиквитинирования. Обеспечивает надёжное обнаружение белка размером 71 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KD] Кроличье мАб TRIM25
Примечания/псевдонимы	EFP; Z147; RNF147; ZNF147
Вид	Человек
GeneID (человек)	7706
GeneID	7706
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-379 человеческого TRIM25 (NP_005073.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q14258
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Охлаждающий пакет