


Поликлональные Антитела Против Trim25 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14258

Артикул: CM0016903



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TRIM25 (Q14258), E3 убиквитин/ISG15 лигазы, необходимой для врожденного иммунитета. Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований противовирусной сигнализации и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRIM25 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	EFP; Z147; RNF147; ZNF147; TRIM25
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7706
ID гена	7706
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-379 человеческого TRIM25 (NP_005073.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14258
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка со льдом